


Panels de Test de Dépistage Drogue Disponibles

Types de Drogues	18	17	13	7	5+	5
Amphétamine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Méthamphétamines Methamphetamine, Ecstasy (MDMA), MDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cocaïne/Métabolites Cocaïne, Benzoylcgonine, Cocaethylene, Norcocaïne, Ortho Hydroxycocaïne, Meta Hydroxycocaïne, Para Hydroxycocaïne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marijuana (THC/Carboxy THC) Carboxy-THC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phencyclidine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opiacés Codéine, Morphine, Métabolite de l'Héroïne (6-MAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opiacés Étendus Hydrocodone, Oxycodone, Hydromorphone, Oxymorphone	✓	✓	✓	✓	✓	
Benzodiazépines Alprazolam, Nordiazépam, Clonazépam, Oxazépam, Diazépam, Témazépam, Lorazépam	✓	✓	✓	✓		
Kétamine/Métabolite Kétamine, Norkétamine	✓	✓				
Tramadol	✓	✓	✓			
Barbiturique Phénobarbital, Secobarbital, Pentobarbital, Amobarbital, Butalbital	✓	✓	✓			
Fentanyl/Métabolites Fentanyl, Norfentanyl	✓	✓	✓			
Buprenorphine/Métabolites Buprénorphine, Norbuprénorphine	✓	✓	✓			
Méthadone/Métabolites Méthadone, EDDP	✓	✓	✓			
Mépéridine/Métabolites Mépéridine, Normépéridine	✓	✓				
Propoxyphène	✓	✓				
Zolpidem	✓	✓				
Méthcathinone	✓					

Veillez vous assurer de sélectionner le panel approprié lors de la commande du test.



Explication de la Croissance des Cheveux

Le test capillaire typique utilise un segment de cheveux de tête de 3,81 cm (1,5 pouce) prélevé à proximité du cuir chevelu. Étant donné que le taux de croissance moyen des cheveux humains est d'environ 1,3 cm (1/2 pouce) par mois, un test capillaire typique couvre une période d'environ 90 jours.